

루시디스

스위스 제조 인공수정체

백내장 수술을 위한 혁신적인 렌즈



SWISS ADVANCED VISION
INTRAOCULAR LENS

KO

전문가 의견

“저는 루시디스가 현 시장에서 가장 혁신적인 EDOF 인공수정체 렌즈라고 생각합니다. 루시디스는 수정체유화술을 통해 간단하고 안전하게 또렷한 시각으로 노안 교정을 할 수 있는 렌즈라고 생각합니다.”

Dr. Nicola Maccari
이탈리아 안과 전문의

“루시디스 인공수정체 렌즈로 수술 받은 환자들은 근거리와 중간거리, 원거리에 대한 만족도가 높습니다. 환자들은 뚜렷하게 보인다고 하며 수술 후 만족도가 높습니다. 저의 모든 환자들에게 루시디스 인공수정체 렌즈를 추천합니다.”

Dr. Suhair Hamarneh
요르단 안과 전문의

“저는 1년동안 백내장 환자, 굴절 수술 환자 (라식 또는 라섹), 삼중 초점 렌즈를 사용할 수 없는 환자, 인공수정체 교환 환자에게 100건 이상의 수술을 했습니다. 이 환자들은 시력, 빛번짐, 빛반사에 대한 불편함이 거의 없었습니다. 저는 루시디스를 전적으로 신뢰합니다.”

Dr. Dilek Uzer
터키 안과 전문의

“루시디스는 단초점 렌즈 장점에 EDOF 기술을 추가하여 EDOF시장을 넓히고 개척합니다. 루시디스 렌즈는 환자에게 연속초점의 시력을 제공하여 기대 이상의 만족도를 제공합니다.”

Dr. David and Dr. Miguel Angel Perez-Silguero
스페인 안과 전문의

SAV-IOL

SAV-IOL 은 백내장 수술을 위한 높은 품질의 혁신적인 인공수정체를 개발하고 생산하는 스위스 기업입니다.



SAV-IOL SA
Route des Falaises 74
2000 Neuchâtel
Switzerland



info@sav-iol.com



+41 32 566 54 00



sav-iol.com



SWISS ADVANCED VISION
INTRAOCULAR LENS

중요한 정보: SAV-IOL 렌즈의 유효기간은 20년입니다. 루시디스 제품 상자 내부에 렌즈와 관련된 자세한 정보를 제공하는 제품사용설명서가 있습니다. 백내장 수술은 위험성을 배제할 수 없습니다. 병력이 있는 환자는 합병증 발생의 위험이 있습니다. 수술 전에 안질환이 있는 경우 시력 결과에 영향을 끼칠 수 있습니다. 수술 후 증상이 발생할 경우 즉시 의사에게 알려주세요.


백내장이란?

백내장은 눈 속의 투명한 수정체에 혼탁이 온 상태를 말하며 이는 시력 저하와 잠재적 실명으로 이어집니다.

백내장 수술 단계

1

의사와 상의 후에 백내장 수술이 필요하다고 판단되면, 수술에 필요한 인공수정체 렌즈를 선택하게 됩니다.



2

작은 절개창을 통해 백내장을 제거합니다.



3

인젝터를 사용하여 인공수정체 렌즈를 이식합니다.




루시디스란?

루시디스는 백내장이 있는 수정체를 대체하는 인공수정체로써 스위스에서 설계 및 생산되는 고품질의 연속초점 인공수정체 렌즈입니다.

루시디스는 환자의 균형 잡힌 시력을 유지하면서 어느 거리에서도 선명하게 볼 수 있는 고유의 EDOF 광학 기술을 포함하고 있습니다.

EDOF란?

EDOF(Extended Depth of Focus)는 연속초점을 의미합니다. 이는 안구 내 삽입되는 렌즈의 광학 디자인으로 초점 시력을 확장하는 것을 의미합니다.



루시디스의 특징점

- ✓ 안경 미착용 혹은 안경 착용 빈도 감소
- ✓ 단초점 및 다초점 렌즈의 장점 결합
- ✓ 드물게 나타날 수 있는 부작용 (달무리, 빛 번짐, 빛 손실 - 침침함)
- ✓ 높은 품질의 연속 초점 제공

